




① Montageanleitung
 ② Assembly Instructions
 ③ Instructions de montage
 ④ Instrucciones de montaje
 ⑤ Istruzioni per il montaggio
 ⑥ Montage-instructie

⑦ Instruções de montagem
 ⑧ Montagevejledning
 ⑨ Monteringsanvisning
 ⑩ Instrukcja montażu
 ⑪ Οδηγία μοντάζ
 ⑫ Návod k montáži

⑬ Navodilo za montažo
 ⑭ Návod na montáž
 ⑮ Szerelési útmutató
 ⑯ Инструкция по монтажу
 ⑰ Montaj kılavuzu

Maximex



- Ⓓ Montageanleitung
- ⒼⒹ Assembly Instructions
- Ⓕ Instructions de montage
- Ⓔ Instrucciones de montaje
- Ⓘ Istruzioni per il montaggio
- Ⓝ Montage-instructie

- Ⓟ Instruções de montagem
- ⒹⓀ Montagevejledning
- Ⓢ Monteringsanvisning
- ⓅⓁ Instrukcja montażu
- ⒼⓇ Οδηγία μοντάζ
- ⒸⓏ Návod k montáži

- ⓈⒾ Navodilo za montažo
- ⓈⓀ Návod na montáž
- Ⓕ Szerelési útmutató
- ⓇⓇⓈ Инструкция по монтажу
- ⒹⓇ Montaj kılavuzu

V prípade potreby zákazníckeho servisu sa obráťte priamo na výrobcu:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

ⓈⓁ Modell 23737*

Beszálási segédesszköz fürdőkádkakhoz Felhasználási terület:

Ezt a termék csak magán háztartásban használható! Minden kereskedelemben szokványos fürdőkádkhoz használható. A termékhez mellékelt rögzítőelemeket a szerelési utasításban leírtak szerint kell használni.

FIGYELEM!

Csak olyan fürdőkádkakhoz használható, amelyeknek falai nem üregek! A fürdőkád külső falának cserépből vagy csempéből kell lennie.

Fontos útmutatás az 5a. ponthoz:

A 8a műanyag támasztóelemnek stabilan, síkban kell illeszkednie a fürdőkád belső falára. Nem lehet hézag a belső fal és a műanyag támasztóelem között. Ha ez biztosított, a két F jelű csavart még 6x el kell fordítani!

Biztonsági útmutatások:

A ragasztócsíkokat (az E jelű tartókon található) rá kell ragasztani a fürdőkád peremére. A perem felületét a felragasztás előtt tökéletesen meg kell tisztítani, és tisztítás után biztosítani kell, hogy mentes legyen a vízmaradványoktól, zsírtól és kémiai anyagoktól! Miután elhelyezte a beszállást segítő fürdőkád-kapaszkodót, a műanyagnak 24 órán át száradnia kell! Ez idő alatt a beszállást segítő fürdőkád-kapaszkodót nem szabad terhelni! Az F jelű csavarokat erősen meg kell húzni, amíg a B jelű tartó a 8a jelű támasztóelemmel nagyon stabilan fel nem fekszik a fürdőkád belső falára! Kérjük, ellenőrizze, hogy a fürdőkád a kapaszkodó használata előtt száraz legyen. Nem használható személyek rehabilitációjához és orvosi kezeléséhez. A kapaszkodót csak a használati utasításban leírt módon használja. Ha a rendeltetésétől eltérően használja, pl. tornászokként vagy felmászási segédesszközként, akkor az súlyos sérülésekkel járó balesetekhez vezethet. A rendeltetésétől eltérő használat esetén a Maximex GmbH & Co KG nem vállal felelősséget!

Karbantartási és ellenőrzési útmutatások:

Rendszeresen ellenőrizni kell a kapaszkodó stabilitását és épségét, és csak szakszerű javítás elvégzése után szabad újra használni. Az összekötő elemeket rendszeresen ellenőrizni kell, adott esetben meg kell húzni a csavarokat.

Ápolási útmutató:

Tisztítás vedves ruhával. Tisztításhoz ne használjon szemcsés súrolószereket vagy karcoló szivacsokat. Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást, mert fontos információkat tartalmaz.

Kizárások:

A Maximex cég nem vállal felelősséget azokért a személyi sérülésekért vagy anyagi károkért, melyek a kapaszkodók szakszerűtlen felszerelése, használata, különösen a fentebb ismertetett figyelmeztetések és biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása miatt történnek és történtek. A vevőszolgálat eléréséhez közvetlenül a gyártóval vegye

fel a kapcsolatot:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

ⓈⓁ Модель 23737*

Опора безопасности для ванной

Область применения:

Данное изделие предназначено исключительно для использования в частных домохозяйствах!

Подходит для всех типов стандартных ванн. Прилагаемые крепежные элементы следует использовать согласно инструкции по монтажу.

ВНИМАНИЕ!

Подходит только для ванн с неполными стенками! Внешняя стенка ванны должна быть выложена кафельной или керамической плиткой.

Важное указание к пункту 5a:

Пластиновая накладка 8a должна плотно прилегать к внутренней стенке ванны. Между внутренней стенкой и пластиновой накладкой не должно быть свободного пространства. Когда это обеспечено, следует дополнительно закрутить оба винта F на 6 оборотов!

Указания по безопасности:

Полоски клейкой ленты (находятся на элементах крепления E) следует приклеить к бортику ванны. Перед наклеиванием бортик должен быть полностью очищен и не иметь следов воды, жира и химических веществ! После установки поручня для ванны клей должен сохнуть 24 часа! В это время нельзя

подвергать поручень для ванны нагрузке! Следует с усилием закручивать винты F, пока кронштейн B с накладкой 8a не будет очень плотно прилегать к внутренней стороне ванны! Просьба удостовериться, что ванна перед использованием поручня сухая. Поручень не предназначен для использования в сфере реабилитации и медицинского ухода за людьми. Следует использовать поручень только так, как указано в инструкции по применению. Использование изделия не по назначению, например, в качестве гимнастического снаряда или для подъема на высоту, может привести к несчастным случаям и, как следствие, тяжелым травмам. За последствия использования изделия не по назначению компания Maximex GmbH & Co KG ответственности не несет!

Указания по обслуживанию и контролю:

Поручень необходимо регулярно проверять на прочность и наличие повреждений и использовать только после надлежащего ремонта. Соединительные элементы следует подвергать регулярной проверке, при необходимости подтягивать винты.

Указания по уходу:

Очищается влажной тряпкой. Для очистки запрещается использовать абразивные средства с содержанием песка, а также царапающие губки. Следует сохранять данную инструкцию по применению, поскольку она содержит важную информацию.

Бранованные изделия:

Компания Maximex не несет ответственности за телесные или материальные повреждения, возникающие или возникшие в результате ненадлежащего монтажа или использования поручней, особенно в случае несоблюдения указанных выше предупреждений и инструкций по технике безопасности. По вопросам сервисного обслуживания необходимо

обращаться напрямую к производителю:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

ⓈⓁ Modell 23737*

Баныо күветі тұтнма терібаты

Кullanım alanları:

Bu ürün yalnızca özel ev işleri kullanımı için kullanılabılır! Piyasadaki tüm banyo küvetleri için uygundur. Beraberinde teslim edilen tespit elemanları montaj rehberinde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

DİKKAT!

Duvarları boş olmayan banyo küvetleri için uygundur! Banyo küvetinin dış duvarı karo veya fayans olmalıdır.

Madde 5a'ya ilişkin önemli uyarı:

Plastik durdurucu 8a banyo küvetinin iç duvarına sağlam bir şekilde sıkıca oturmuş olmalıdır. İç duvar ile plastik durdurucu arasında kesinlikle boşluk kalmamalıdır. Bu durum kesin olarak sağlandıktan sonra iki vida F ek olarak 6 x döndürülmelidir!

Güvenlik talimatları:

Yapıştırma bantlarını (tutma kollarında E bulunmaktadır) banyo küvetinin kenarına yapıştırın. Bu bantlar yapıştırılmadan önce tamamen temizlenmeli ve temizlendikten sonra su artıklarından, yağdan ve kimyasal maddelerden tamamen arındırılmış olmalıdır! Banyo küveti tutunma bari yerine monte edildikten sonra yapıştırıcı madde 24 saat süreyle kurumaya bırakılmalıdır! Bu süre zarfında banyo tutunma bari kesinlikle kullanılmamalıdır!

Vidalar F, tutunma kolu B durdurucu 8a ile çok sıkı bir şekilde banyo küvetinin iç duvarında sıkıncaya kadar güçlü bir şekilde sıkılmalıdır! Lütfen tutunma kolunu kullanmadan önce banyonun kuru olduğunu kontrol ediniz. Kişilerin rehabilitasyonu ve tıbbi bakım alanlarında kullanılmaya uygun değildir. Tutunma kolunu yalnızca kullanma talimatında belirtildiği şekilde kullanınız. Tutunma kolu amacının dışında kullanılırsa, örn. spor aleti veya merdiven gibi, ciddi yaralanmalara yol açabilecek kazalar meydana gelebilir. Amacının dışında kullanılması halinde Maximex GmbH & Co KG herhangi bir sorumluluk üstlenmez!

Bakım ve kontrol talimatları:

Destek kolu düzenli olarak sağlığına ve olası hasarlara dair kontrol edilmelidir ve ancak yetkin kişilerce onarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir. Bağlantı elemanlarını düzenli olarak kontrol edin, gerekirse vidalarını tekrar sıkın.

Bakım talimatları:

Islak bir bezle temizleyiniz. Temizlemek için kumlu aşındırıcılar ve çizici süngerler kullanmayın. Lütfen bu kullanma kılavuzunu saklayın, çünkü önemli bilgiler içermektedir.

Muafiyetler:

Destek kollarının gereğine uygun olmayan bir şekilde monte edilmesi veya kullanılması, özellikle de yukarıda belirtilen

uyarılara ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek veya gelmiş olan kişisel yaralanmalar veya mal hasarları için Maximex firması herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Müşteri hizmetleri için doğrudan üretici ile bağlantı kurunuz:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239
48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu