




DE Montageanleitung
EN Assembly Instructions
FR Instructions de montage
ES Instrucciones de montaje
IT Istruzioni per il montaggio
NL Montage-instructie

PT Instruções de montagem
DK Montagevejledning
SV Monteringsanvisning
PL Instrukcja montażu
GR Οδηγία μοντάζ
CZ Návod k montáži

SL Navodilo za montažo
SK Návod na montáž
HU Szerelési útmutató
RU Инструкция по монтажу
TR Montaj kılavuzu

Maximex





© Montageanleitung
© Assembly Instructions
© Instructions de montage
© Instrucciones de montaje
© Istruzioni per il montaggio
© Montage-instructie

© Instruções de montagem
© Montagevejledning
© Monteringsanvisning
© Instrukcja montażu
© Οδηγία μοντάζ
© Návod k montáži

© Navodilo za montažo
© Návod na montáž
© Szerelési útmutató
© Инструкция по монтажу
© Montaj kilavuzu

Maximex

© Badhocker mit Rückenlehne Secura
Model 209261*

Montageanleitung: 1. Platzieren Sie das Gestell B mit der Einkerbung B in die Mulde, die sich auf der Rückseite der Sitzplatte C befindet. Platzieren Sie das Gestell A mit der Einkerbung A auf das Gestell mit der Einkerbung B und schieben Sie eine kurze Flügelschraube G durch das mittlere Loch und befestigen Sie die beiden Gestelle auf der Sitzplatte. 2. Schrauben Sie die beiden L-förmigen Stützelemente F auf die Rücklehne E mit Hilfe der kurzen Flügelschrauben G. 3. Befestigen Sie die Rücklehne auf der Sitzplatte, indem Sie die entsprechenden Löcher auf den L-förmigen Stützelementen mit den Löchern auf den beiden Gestellen angleichen. Schrauben Sie jetzt die 4 langen Flügelschrauben H ein. Sie können die Tiefe der Sitzfläche bestimmen, indem Sie eins von zwei vorgesehenen Löchern auf den L-förmigen Stützelementen auswählen.

4. & 5. Schieben Sie die Füße D in das Gestell, dabei drücken Sie die Knöpfe und stellen Sie die gewünschte Höhe ein, indem die Knöpfe in entsprechenden Löchern einrasten!

ACHTUNG! Inklusive Befestigungsmaterial. Die mitgelieferten Befestigungsteile sind wie in der Montageanweisung einzusetzen. Der Stuhl ist durch die Knöpfe an den Beinen höhenstellbar. Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Beine in der gleichen Höhe eingestellt sind, bevor Sie den Stuhl nutzen. Bevor der Stuhl belastet wird, müssen unbedingt alle Schrauben festgezogen und alle Arretierungsknöpfe eingerastet sein. max. 130 Kg Belastung! Empfohlene Lebensdauer: 15 Jahre ab Produktionsdatum

Einsatzbereich: Dieses Produkt darf nur im privaten Haushalt genutzt werden! Nicht für den Einsatz im Bereich der Rehabilitation und medizinischen Betreuung von Personen.

Dieses Produkt ist für den Nassbereich in der Dusche zu nutzen. Pflegehinweise: Reinigung mit einem feuchten Lappen. Zum Reinigen keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel und keine sandigen und kratzenden Schwämme verwenden.

Sicherheitshinweise: Achten Sie auf den festen Sitz! Glatte oder feuchte Oberflächen können die rutschhemmenden Eigenschaften verschlechtern. Verbindungselemente regelmäßig nachprüfen, ggf. Schrauben nachziehen. Der Sitz soll regelmäßig auf Festigkeit und Beschädigung geprüft werden und darf erst nach erfolgter fachgerechter Reparatur wieder verwendet werden. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, da sie wichtige Informationen enthält. Nicht auf den Sitz treten!



Nicht mit Person anheben! Bei einer Zweckentfremdung, z.B. als Turngerüst oder Steighilfe, kann es zu Unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen kommen. Für zweckfremde Nutzung übernimmt Maximex GmbH & Co. KG keine Haftung!

Ausschlüsse: Die Fa. Maximex übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch eine unsachgemäße Montage, insbesondere unter Missachtung der oben aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise entstehen und entstanden sind.

Für Kundendienst direkt mit dem Hersteller Kontakt

aufnehmen:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · D-48529 Nordhorn
info@maximex.eu · www.maximex.eu

© Bathroom stool with backrest
Model 209261*

Assembly Instructions: 1. Place frame B with notch B into the well on the rear side of the seat section C. Place frame A with notch A onto the frame with notch B and push a short wing screw G through the middle hole, then fasten the two frames to the seat section. 2. Screw the two L-shaped supports F to the backrest E using the short wing screws G. 3. Fasten the backrest to the seat section by aligning the corresponding holes of the L-shaped supports to the holes on the two frames. Now screw in the 4 long wing screws H. You can determine the depth of the seat by selecting one of two holes provided on the L-shaped supports. 4. & 5. Push the legs D into the frame, adjusting the height as you do so, by pressing the buttons and allowing them to engage in the appropriate holes!

CAUTION! Including mounting material. The enclosed mounting elements must be used as described in the

installation instructions. The seat is height adjustable by means of the buttons on the legs. Please make sure that all legs have the same height setting before using the seat. Before subjecting the seat to loads, please ensure that all screws have been tightened and that all locking buttons are engaged. max. load capacity 130 kg. Recommended service life: 15 years from production date.

Areas of use: This product may only be used in private households! Not suitable for use in rehabilitation facilities and for the medical care of persons. This product is intended for use in the wet area of the shower.

Care instructions: Clean with a damp cloth. Do not use any sandy abrasive agents or scrub sponges for cleaning.

Safety instructions: Pay attention to a firm hold! Smooth or wet surfaces can worsen the non-slip properties. Check connecting elements regularly and re-tighten screws if necessary. The seat should be checked regularly for stability and damage, and reuse is only permitted after the appropriate repairs have been carried out. Please keep these instructions, as they contain important information. Do not step on the seat.



Do not use to lift persons! Accidents resulting in serious injuries may occur if the handles are used for incorrect purposes e.g. as gymnastic equipment or steps.

Maximex GmbH & Co. KG shall not assume any liability whatsoever for incorrect use!

Exclusions: Maximex does not assume any liability for damage to persons and property caused by improper mounting, incorrect use of the handles, in particular by non-observance of the warning and safety instructions listed above.

For after-sales service please contact the manufacturer directly:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · 48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

© Tabouret de salle de bain
Modèle 209261*

Instructions de montage: 1. Placer le bâti B avec l'encoche B dans le creux existant sur la face arrière de la plaque de siège C. Placez le bâti A avec l'encoche A sur le bâti avec l'encoche B, poussez une vis à ailettes courte G à travers le trou central et fixez les deux bâts sur la plaque de siège. 2. Vissez les deux éléments d'appui en L F sur le dossier E en utilisant les vis à ailettes courts G ! 3. Fixez le dossier sur la plaque de siège en faisant correspondre les trous des éléments d'appui en L avec les trous des deux bâts. Vissez maintenant les 4 vis à ailettes longues H. Vous pouvez adapter la hauteur de la surface de siège en choisissant l'un des deux trous prévus à cet effet sur les éléments d'appui en L. 4. & 5. Glissez les pieds D dans le bâti en enfoncez les boutons et réglez la hauteur souhaitée en faisant enclencher les boutons dans les trous correspondants !

ATTENTION ! Avec dossier Matériel de fixation inclus. Utilisez les pièces de fixation fournies comme l'indiquent les consignes de montage. La chaise est réglable en hauteur grâce aux boutons existants sur les pieds. Assurez-vous que tous les pieds sont réglés à la même hauteur avant d'utiliser la chaise. Avant de soumettre la chaise à une charge, veiller impérativement à serrer toutes les vis et à faire enclencher tous les boutons de verrouillage. Charge max. : 130 kg. Durée de vie recommandée: 15 ans à compter de la date de production.

Domaine d'utilisation : L'utilisation de ce produit est strictement réservée au foyer privé ! Ne convient pas à l'utilisation dans le domaine de la rééducation et de la prise en charge médicale des personnes. Ce produit doit être utilisé dans la zone humide de la douche.

Indications pour l'entretien : Nettoyage avec un torchon humide. Pour le nettoyage, ne pas utiliser d'agents abrasifs sableux ou des éponges abrasives.

Consignes de sécurité: Veillez une fixation rigide ! Les surfaces lisses ou humides sont susceptibles d'altérer les caractéristiques antidérapantes. Veuillez régulièrement les éléments de raccordement, le cas chant, resserrer les vis. Le siège doit régulièrement faire l'objet d'un contrôle de sa rigidité et d'éventuels dommages et ne doit être utilisé qu'après une préparation professionnelle. Veuillez bien conserver le présent mode d'emploi, car il contient des informations importantes. Ne pas marcher sur le siège.



Ne pas lever avec une personne assise dessus ! Toute utilisation autre que celle qui est prévue, par exemple comme agrès ou aide à monter, peut provoquer des accidents entraînant des blessures graves. La société Maximex GmbH & Co. KG rejette toute responsabilité dans le cas d'une utilisation à mauvais escient.

Exclusions : La société Maximex n'accepte aucune responsabilité pour les dégâts humains et matériels qui résultent ou ont résulté d'un montage ou d'une utilisation incorrects des poignées d'appui, notamment en violation des avertissements et indications de sécurité ci-dessus. Pour le service à la clientèle, prendre contact directement

avec le fabricant :

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · 48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

© Taburete para el baño con respaldo
Modelo 209261*

Instrucciones de montaje: 1. Ponga en su lugar el bastidor B con ayuda de la muesca B en la concavidad que se encuentra en la parte posterior de la placa del asiento C. Coloque el bastidor A con la muesca A sobre el bastidor con la muesca B e introduzca tornillo de mariposa corto G por el orificio central y fije los dos bastidores en la placa del asiento. 2. Atornille los dos elementos de soporte en forma de L F al respaldo E con ayuda de los tornillos cortos de mariposa G. 3. Fije el respaldo a la placa del asiento, alineando los correspondientes orificios de los elementos de soporte en forma de L con los agujeros de los dos bastidores. Ahora atornille los 4 tornillos largos de mariposa H. Usted puede determinar la profundidad de la superficie del asiento, seleccionando uno de los dos orificios previstos en los elementos de soporte en forma de L. 4. & 5. ¡Empuje las patas D en el bastidor presionando los botones y regule a la altura deseada, encajando los botones en los agujeros correspondientes!

¡ATENCIÓN! Incluido el material de montaje. Las piezas de montaje suministradas deben utilizarse tal y como se describe en las instrucciones de montaje. La altura de la silla se puede regular a través de los botones de las patas. Por favor, asegúrese de que todas las patas estén ajustadas a la misma altura antes de usar la silla. Antes de cargar la silla, asegúrese sin falta de que todos los tornillos estén bien apretados y de que todos los botones de bloqueo estén encajados. capacidad máx. de carga 130 Kg. Duración de vida recomendada: 15 años a partir de la fecha de fabricación.

Área de utilización: ¡Este producto sólo puede ser utilizado en hogares particulares! No debe utilizarse en el área de la rehabilitación y la atención médica de personas. Este producto se utiliza para la zona húmeda en la ducha.

Indicaciones para el cuidado: Limpieza con un paño húmedo. Para limpiar, no utilizar ningún producto de limpieza abrasivo arenoso ni esponjas ásperas.

Indicaciones para la seguridad: ¡Asegúrese de que esté en firme posición! Las superficies lisas o húmedas pueden afectar empeorando las propiedades antideslizantes. Revisar regularmente los elementos de unión, volver a apretar los tornillos si fuera necesario. La estabilidad y el deterioro del asiento deberán ser controlados regularmente y podrá volver a ser utilizado solamente después de haber realizado una reparación profesional. Conserva por favor estas instrucciones de uso, ya que contienen informaciones importantes. No pisar sobre el asiento.



¡No lo levante con una persona! En caso de la utilización con otros fines p. ej. como aparato de gimnasia o apoyo para subir, se pueden provocar accidentes con lesiones graves. ¡La empresa Maximex GmbH & Co. KG no se hace responsable de ningún daño provocado por el uso indebido!

Exclusiones: La empresa Maximex no asume la responsabilidad frente a daños a personas o materiales surgidos o que hayan sido ocasionados por un montaje inadecuado o la utilización inadecuada de los asideros de apoyo, especialmente por el



© Montageanleitung
© Assembly Instructions
© Instructions de montage
© Instrucciones de montaje
© Istruzioni per il montaggio
© Montage-instructie

© Instruções de montagem
© Montagevejledning
© Monteringsanvisning
© Instrukcja montażu
© Οδηγία μοντάζ
© Návod k montáži

© Navodilo za montažo
© Návod na montáž
© Szerelési útmutató
© Инструкция по монтажу
© Montaj kilavuzu

Maximex

descatato a las indicaciones de advertencia y seguridad expuestas anteriormente.

Si necesita servicio técnico, tome contacto directamente con el fabricante:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · 48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

© Sgabello da bagno con schienale
Modello 209261*

Istruzioni per il montaggio: 1. Posizionare la struttura B con la scanalatura B nell'incavo che si trova sul lato posteriore della seduta C. Posizionare la struttura A con la scanalatura A sulla struttura con la scanalatura B e introdurre una vite ad alette corta G attraverso il foro centrale e fissare ambedue le strutture alla seduta. 2. Avvitare ambedue gli elementi di sostegno a L F sullo schienale E utilizzando le viti ad alette corte G! 3. Fissare lo schienale alla seduta facendo combaciare i rispettivi fori sugli elementi di sostegno a L con i fori su ambedue le strutture. Quindi avvitare le 4 viti ad alette lunghe H. È possibile regolare la profondità della seduta, scegliendo uno dei due fori previsti presenti sugli elementi di sostegno a L. 4. & 5. Inserire i piedini 4 nella struttura, premere i bottoni e farli scattare in posizione all'altezza desiderata!

ATTENZIONE! Incluso materiale per il fissaggio. Gli elementi di fissaggio forniti in dotazione devono essere utilizzati come illustrato nelle istruzioni di montaggio. La sedia è regolabile in altezza tramite i pulsanti situati sulle gambe. Prima di utilizzare la sedia, assicurarsi che tutte le gambe siano state regolate alla stessa altezza. Prima di utilizzare la sedia, verificare che tutte le viti siano ben serrate e che tutti i pulsanti di arresto siano in posizione di blocco. Carico massimo 130 Kg. Durata di vita stimata: 15 anni a partire dalla data di acquisto.

Campo d'impiego: Questo prodotto può venire utilizzato solo nell'ambito dell'uso privato! non adatto all'utilizzo nel campo della riabilitazione e dell'assistenza medica di persone. Questo prodotto è idoneo per essere utilizzato all'interno dell'ambiente umido della doccia.

Indicazioni di manutenzione: Pulizia con un panno umido. Per la pulizia non utilizzare sostanze abrasive né spugne ruvide. **Indicazioni di sicurezza:** Prestare attenzione alla tenuta ben fissa! Superfici lisce o umide possono pregiudicare la tenuta antiscivolo. Controllare regolarmente gli elementi di collegamento, eventualmente stringere le viti. necessario verificare regolarmente che il sedile sia ben saldo e non presenti danneggiamenti, diversamente potranno essere nuovamente utilizzato solo dopo la riparazione eseguita a regola d'arte. Conservare con cura le presenti istruzioni per l'uso, poiché contengono informazioni importanti. Non salire sul sedile.



Non sollevare la persona con il sedile! L'uso improprio, ad esempio come attrezzo ginnico o ausilio di salita, può causare incidenti di grave entità. La Maximex GmbH & Co. KG declina ogni responsabilità in caso di un eventuale uso improprio!

Esclusioni: La ditta Maximex non si assume responsabilità per danni a persone o cose, derivanti da montaggio non corretto, uso improprio dei maniglioni di sostegno e in particolare dalla mancata osservanza delle avvertenze e indicazioni di sicurezza sopra esposte.

Per il servizio clienti contattare direttamente il produttore:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · 48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

© Badkruk met rugleuning
Model 209261*

Montage-instructie: 1. Plaats onderstel B met inkeping B in de gat aan de onderkant van het zitgedeelte C. Plaats onderstel A met inkeping A op onderstel 3 met inkeping B, schuif een korte vleugelbout G door het gat in het midden en schroef de beide onderstellen vast aan het zitgedeelte. 2. Bevestig de beide L-vormige steunelementen F door middel van korte vleugelbouts G op de rugleuning E. 3. Bevestig de rugleuning aan het zitgedeelte door de L-vormige steunelementen op de onderstellen te plaatsen, waarbij de gaten in steunelementen en onderstellen tegenover elkaar

moeten liggen. Draai vervolgens de 4 lange vleugelbouts H in de gaten. U kunt de diepte van het zitgedeelte zelf bepalen door de steunelementen op de betreffende punten door een van beide gaten vast te schroeven. 4. & 5. Schuif de voetjes D op het onderstel. Duw daarbij de knoppen in en stel de gewenste hoogte in door de knoppen op de juiste hoogte in de gaten vast te klikken.

LET OP! Inclusief bevestigingsmateriaal. De meegeleverde bevestigingsonderdelen moeten overeenkomstig de montage-instructies worden bevestigd. De stoel kan in hoogte versteld worden met de knoppen bij de poten. Zorg ervoor dat alle poten op dezelfde hoogte ingesteld staan, voordat u de stoel gaat gebruiken. Alvorens de stoel belast wordt, moeten alle Schroeven stevig vastgedraaid zijn en moeten de drukknoppen vastgeklekt zitten. Max. belasting 130 kg. Aanbevolen gebruiksduur: 15 jaar vanaf de productiedatum.

Gebruik: Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik! Niet bestemd voor revalidatie en medische verzorging van personen. Dit product is bestemd voor gebruik in de douche. **Onderhoudsinstructies:** Reinig het product met een vochtige doek. Gebruik voor het schoonmaken geen schuurmiddelen of schuursponsjes.

Veiligheidsaanwijzingen: Controleer of het product goed vastzit! Gladde of vochtige oppervlakken kunnen de antislip eigenschappen verminderen. Controleer regelmatig de verbindingselementen en haal schroeven indien nodig aan. Het zitje moet regelmatig op stevigheid en beschadiging gecontroleerd worden en mag in voor komend geval pas na een deskundige reparatie weer gebruikt worden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Deze bevat belangrijke informatie. Niet op het zitje gaan staan.



Niet met persoon erop optillen! Gebruik voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als turtoestel of als klimhulpmiddel, kan ongevallen met ernstig letsel tot gevolg hebben. Maximex GmbH & Co. KG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik voor andere doeleinden!

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Maximex is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel dan wel materiële schade als gevolg van een niet correcte montage of onjuist gebruik van de steunen, met name bij niet-inachtneming van de hierboven vermelde waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen.

Neem voor klantondersteuning direct contact op met de fabrikant:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · 48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

© Banquinho para casa de banho com encosto
Modelo 209261*

Instruções de montagem: 1. Coloque as pernas B na parte de trás da placa do assento, posicionando a ranhura B na abertura C aí existente para o efeito. Faça coincidir a ranhura A das pernas A com a ranhura B das pernas 3 e introduza um dos parafusos pequenos de orelhas G através do orifício central, fixando ambas as peças das pernas à placa do assento. 2. Aparafuse as duas peças de apoio em L F nas costas da cadeira E com a ajuda dos parafusos pequenos de orelhas G. 3. Fixe as costas da cadeira ao assento fazendo coincidir os orifícios das peças de apoio em L com os orifícios existentes nas duas peças das pernas. Aparafuse, então, os 4 parafusos compridos de orelhas H. A profundidade do assento pode ser ajustada conforme o conjunto de orifícios que se escolher nas peças de apoio em L. 4. & 5. Introduza os pés D nas pernas da cadeira, exercendo pressão nos pinos até que os pés encaixem. Ajuste a altura, escolhendo os pinos mais adequados!

ATENÇÃO! Inclui material de fixação. As peças de fixação fornecidas conjuntamente devem ser instaladas conforme descrito nas instruções de montagem. O banco é ajustável em altura através dos pinos existentes nas pernas do banco. Certificar-se de que todas as pernas se encontram à mesma altura antes de utilizar o banco. Antes de poder utilizar o banco todos os parafusos devem obrigatoriamente ter sido bem apertados e os pinos de fixação devem ter sido correctamente encaixados. Capacidade de carga máx.: 130 kg. Validade recomendada: 15 anos após a data de fabrico.

Área de utilização: Este produto destina-se exclusivamente ao

uso doméstico! Não adequado para ser utilizado na reabilitação e nos cuidados médicos a doentes. Este produto não é adequado para ser utilizado em zonas húmidas ou no chuveiro.

Indicações de conservação: Limpar com um pano húmido. Não utilizar produtos abrasivos arenosos nem esponjas que risquem para a limpeza.

Instruções de segurança: Verificar se h uma boa fixação!

As superfícies lisas ou húmidas podem prejudicar as propriedades antideslizantes do produto. Inspeccionar regularmente os elementos de fixação e, quando necessário, reapertar os parafusos. O assento deve ser verificado regularmente quanto sua correcta fixação e para detectar danos e deve voltar a ser utilizado depois de devidamente reparado por um técnico. Guardar estas instruções pois contêm informações muito importantes. Não usar o assento como escada.



No elevar com a pessoa sentada! Se for utilizada para outras finalidades, por exemplo, como aparelho de ginástica ou escada, podem ocorrer acidentes e consequentemente ferimentos muito graves. A Maximex GmbH & Co. KG não se responsabiliza pela utilização do produto para outras finalidades! scada. Não elevar com a pessoa sentada!

Exclusões: A empresa Maximex não se responsabiliza por quaisquer danos materiais ou pessoais que resultem ou tenham resultado de uma montagem incorrecta da pega e/ou da sua utilização inadequada, em especial, em caso de incumprimento das indicações de segurança e dos avisos fornecidos acima.

Para contactar o serviço de apoio ao cliente, dirigir-se directamente ao fabricante em:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · 48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

© Badetaburet med ryglæn

Model 209261*

Montagevejledning: 1. Placer steldele B med indkærvningen B i fordybningen på undersiden af siddepladen C. Placer steldele A med indkærvningen A oven på steldele med indkærvningen B, stik en af de korte vingeskruer G ind gennem hullet i midten, og skru de to steldele fast på siddepladen. 2. Skru de to L-formede støttelementer F fast på ryglænet E ved hjælp af de korte vingeskruer G. 3. Fastgør ryglænet på siddepladen, idet hullerne i de L-formede støttelementer placeres over hullerne i de to steldele under sædet. De 4 lange vingeskruer H skrues fast gennem disse huller. Du kan selv bestemme, hvor dyb siddepladen skal være, ved at vælge mellem de to forskellige hulpar i de L-formede støttelemente. 4. & 5. Sæt fodderne D på stellet ved at trykke låseknapperne ind og lade dem gå i hak i de huller, der svarer til den ønskede siddehøjde.

OBS! Monteringsmateriale medfølger. De medfølgende monteringsmaterialer skal bruges som beskrevet i monteringsvejledningen. Stolen kan indstilles i højden ved hjælp af knapperne på benene. Før stolen bruges, skal du forsvise dig om, at alle benene er indstillet i samme højde. Desuden skal du altid sikre dig, at alle skruer er spændt forsvarligt fast, og at alle låseknapper er gået rigtigt i hak, før stolen belastes. Maks. 130 kg belastning. Anbefalet levetid: 15 år fra produktionsdato.

Anvendelse: Produktet må kun bruges i private hjem! Produktet er ikke egnet til brug inden for genopræren eller medicinsk pleje. Produktet er beregnet til brug i våde omgivelser i brusekabiner.

Rengøring/pleje: Rengøres med en fugtig klud. Der må ikke anvendes skuremedler med slibemedler eller ridsende skuresvampe til rengøring.

Sikkerhedsoplysninger: Sørg for, at produktet sidder forsvarligt fast! Glatte eller fugtige overflader kan forringe de skridhæmmende egenskaber. Kontroller alle samlinger med jævne mellemrum, og spænd om nødvendigt skruerne efter. Kontroller med jævne mellemrum, at sædet sidder forsvarligt fast, og at det ikke er beskadiget. Produktet må først benyttes igen, når det er blevet repareret på fagligt korrekt vis. Gem brugsanvisningen til senere brug, da den indeholder vigtige informationer. Stå ikke på sædet.



© Montageanleitung
© Assembly Instructions
© Instructions de montage
© Instrucciones de montaje
© Istruzioni per il montaggio
© Montage-instructie

© Instruções de montagem
© Montagevejledning
© Monteringsanvisning
© Instrukcja montażu
© Οδηγία μοντάζ
© Návod k montáži

© Navodilo za montažo
© Návod na montáž
© Szerelési útmutató
© Инструкция по монтажу
© Montaj kılavuzu

Maximex

все винты должны быть затянуты, а все фиксирующие кнопки зафиксированы. макс. нагрузка 130 кг. Рекомендуемый срок эксплуатации: 15 лет с даты изготавления.

Область применения: Данное изделие предназначено исключительно для использования в частных домохозяйствах! Не предназначено для использования в сфере реабилитации и медицинского ухода за людьми. Настоящее изделие предназначено для использования в мокрой зоне душа.

Указания по уходу: Очищается влажной тряпкой. Для очистки запрещается использовать абразивные средства с содержанием песка, а также царапающие губки.

Указания по безопасности: Следить за надежностью посадки! На гладких или влажных поверхностях противоскользящие свойства могут ухудшиться. Соединительные элементы следует подвергать регулярной проверке, при необходимости подтягивать винты. Сиденье необходимо регулярно проверять на прочность и наличие повреждений и использовать только после надлежащего ремонта. Следует сохранять данную инструкцию по применению, поскольку она содержит важную информацию. Не становиться на сиденье ногами.



Не поднимать вместе с человеком!

Использование изделия не по назначению, например, в качестве гимнастического снаряда или для подъема на высоту, может привести к несчастным случаям и, как следствие, тяжелым травмам. За последствия использования изделия не по назначению компания Maximex GmbH & Co. KG ответственности не несет!

Бракованные изделия: Компания Maximex не несет ответственности за телесные или материальные повреждения, возникающие или возникшие в результате ненадлежащего монтажа или использования поручней, особенно в случае несоблюдения указанных выше предупреждений и инструкций по технико-безопасности.

По вопросам сервисного обслуживания необходимо обращаться напрямую к производителю:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · 48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

© Arkalıklı banyo taburesi
Model 209261*

Montaj kılavuzu: 1. Çerçeveyi B çentik B kısmından oturma plakasının C arka yüzünde bulunan olugun içine yerleştiriniz. Çerçeveyi A çentik A üzerinden çentik B'nin bulunduğu çerçeveye üzerine yerleştiriniz ve kısa bir kelebek vida G alarak ortadaki delikten içeri doğru iterek her iki çerçeveyi oturma plakasının üzerinde tespit ediniz. 2. Her iki L-şekilli destek elementlerini F kısa kelebek vidaları G kullanarak sırt desteği E vidalayınız. 3. Sırt desteğini, L-şekilli destek elementlerinin üzerinde bulunan uygun deliklerle her iki çerçeve üzerindeki delikleri birbirine denk getirerek oturma plakasının üzerine tespit ediniz. Şimdi 4 adet uzun kelebek vidayı H yerlerine vidalayınız. L-şekilli destek elementlerinin üzerinde bulunan iki delikten birisini seçerek oturma yüzeyinin derinliğini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. 4. & 5. Ayaklıları D çerçeveyen içine itiniz, bu sırada düğmelerle basınız ve düğmeleri istediğiniz deliklerin içine oturtarak arzu ettiğiniz yüksekliği ayarlayınız.

DİKKAT! Montaj malzemesi dahildir. Beraberindeki bağlantı parçaları montaj rehberinde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Bu sandalyenin yüksekliği ayaklarındaki düğmeler üzerinden ayarlanabilmektedir. Sandalyeyi kullanmaya başlamadan önce lütfen tüm ayakların aynı yüksekliğe ayarlandığından tam olarak emin olun. Sandalyeye ağırlık uygulanmadan önce mutlaka tüm vidalar sıkılmış ve tüm kilitleme düğmeleri yerlerine kilitlenmiş olmalıdır.

maks. 130 kg yük taşıyabilir. Tavsiye edilen kullanım ömrü: Üretim tarihinden itibaren 15 yıl.

Kullanım alanları: Bu ürün yalnızca özel ev işlerini kullanımı için kullanılabilir! Kişiilerin rehabilitasyonu ve tıbbi bakımı alanlarında kullanılması uygun değildir. Bu ürün duştaki ıslak alanda kullanılmak üzere öngördürmüştür.

Bakım talimatları: İslak bir bezle temizleyiniz. Temizlemek için kumlu aşındırıcılar ve çiçili süngerler kullanmayın.

Güvenlik talimatları: Sağlanır şekilde oturduğuna dikkat edin! Kaygan veya nemli yüzeyler kaymayı önleyici özellikleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bağlılı elemanlarını düzenli olarak kontrol edin, gerekirse vidalarını tekrar sıkın. Koltuk düzenli olarak sağlamlığına ve olası hasarlarla dair kontrol edilmelidir ve ancak yetkin kişilerce onarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir. Lütfen bu kullanma kılavuzunu saklayın, çünkü önemli bilgiler içermektedir. Koltuğun üzerine basmayın.



İnsanlarla birlikte kaldırılmayın! Kullanım amacından uzaklaşılması halinde, örn. spor aleti veya tırmanma yardımcı olarak kullanılması gibi, ciddi yaralanmalara yol açabilecek kazalara neden olabilir. Amacının dışında kullanılması halinde Maximex GmbH & Co. KG herhangi bir sorumluluk üstlenmez!

Muafiyetler: Destek kollarının gereğine uygun olmayan bir şekilde monte edilmesi veya kullanılması, özellikle de yukarıda belirtilen uyarılara ve güvenlik talimatlarına riayet edilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek veya gelmiş olan kişisel yaralanmalar veya mal hasarları için Maximex firması herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Müşteri hizmetleri için doğrudan üretici ile bağlantı kurunuz:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · 48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

Müşterihizmetleri için doğrudan üretici ile bağlantı kurunuz:

Maximex GmbH & Co. KG
Bentheimer Str. 239 · 48529 Nordhorn, Germany
info@maximex.eu · www.maximex.eu

© Arkalıklı banyo taburesi

Model 209261*

Montaj kılavuzu: 1. Çerçeveyi B çentik B kısmından oturma plakasının C arka yüzünde bulunan olugun içine yerleştiriniz. Çerçeveyi A çentik A üzerinden çentik B'nin bulunduğu çerçeveye üzerine yerleştiriniz ve kısa bir kelebek vida G alarak ortadaki delikten içeri doğru iterek her iki çerçeveyi oturma plakasının üzerinde tespit ediniz. 2. Her iki L-şekilli destek elemanlarını F kısa kelebek vidaları G kullanarak sırt desteği E vidalayınız. 3. Sırt desteğini, L-şekilli destek elemanlarının üzerinde bulunan uygun deliklerle her iki çerçeve üzerindeki delikleri birbirine denk getirerek oturma plakasının üzerine tespit ediniz. Şimdi 4 adet uzun kelebek vidayı H yerlerine vidalayınız. L-şekilli destek elemanlarının üzerinde bulunan iki delikten birisini seçerek oturma yüzeyinin derinliğini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. 4. & 5. Ayaklıları D çerçeveyen içine itiniz, bu sırada düğmelerle basınız ve düğmeleri istediğiniz deliklerin içine oturtarak arzu ettiğiniz yüksekliği ayarlayınız.

DİKKAT! Montaj malzemesi dahildir. Beraberindeki bağlantı parçaları montaj rehberinde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Bu sandalyenin yüksekliği ayaklarındaki düğmeler üzerinden ayarlanabilmektedir. Sandalyeyi kullanmaya başlamadan önce lütfen tüm ayakların aynı yüksekliğe ayarlandığından tam olarak emin olun. Sandalyeye ağırlık uygulanmadan önce mutlaka tüm vidalar sıkılmış ve tüm kilitleme düğmeleri yerlerine kilitlenmiş olmalıdır.

maks. 130 kg yük taşıyabilir. Tavsiye edilen kullanım ömrü:

Üretim tarihinden itibaren 15 yıl.

Kullanım alanları: Bu ürün yalnızca özel ev işlerini kullanımı için kullanılabilir! Kişiilerin rehabilitasyonu ve tıbbi bakımı alanlarında kullanılması uygun değildir. Bu ürün duştaki ıslak alanda kullanılmak üzere öngördürmüştür.

Bakım talimatları: İslak bir bezle temizleyiniz. Temizlemek için

Güvenlik talimatları: Sağlam bir şekilde oturduğuna dikkat edin!

Kaygan veya nemli yüzeyler kaymayı önleyici özellikleri olumsuz yönde etkileyebilir. Bağlılı elemanlarını düzenli olarak kontrol edin, gerekirse vidalarını tekrar sıkın. Koltuk düzenli olarak sağlamlığına ve olası hasarlarla dair kontrol edilmelidir ve ancak yetkin kişilerce onarıldıktan sonra tekrar kullanılabilir. Lütfen bu kullanma kılavuzunu saklayın, çünkü önemli bilgiler içermektedir. Koltuğun üzerine basmayın.

